



HANDELINGEN EERSTE HULP



Belangrijke regels bij Eerste Hulp:

1. Let op gevaar.
2. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert.
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting.
4. Zorg voor professionele hulp.
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt.

Alarmeren (112)

- Vermeld bij het alarmeren:
- welke hulpdienst nodig is
 - wat er is gebeurd
 - waar het is gebeurd
 - hoeveel slachtoffers er zijn
 - wat de slachtoffers mankeren

Bij letsel aan armen of benen zo mogelijk sieraden (laten) afdoen in verband met afknellen door zwelling.

Braken bij bewusteloosheid.	Draai een op de rug liggend slachtoffer op de zij.
Iemand verslikt zich.	Sla 5x tussen de schouderbladen. Sla met de vlakke hand. Ondersteun de borstkas met de andere hand.
Er stroomt veel bloed uit een wond.	Stop het bloeden. Druk de wond dicht. Leg zo mogelijk eerst een verband of schone handdoek op de wond.
Er zijn brandwonden.	Koel gedurende minstens 10 minuten. Laat rustig lauw water over de verbrande plek lopen.
Er is een wond (weinig bloed).	Spoel de wond schoon met water. Dek de wond zo schoon mogelijk af. Gebruik wondpleister, steriel gaasje en kleefpleister of een wondsnelverband.
Er is een schaafwond.	Spoel de wond met schoon water. Dek de wond alleen af als dit nodig is, bijv. i.v.m. kleding. Gebruik wondpleister of gaas, bij voorkeur niet-verklevend.
Lichaamsdeel doet pijn en kan niet gebruikt worden. (ontwrichting/botbreuk)	Voorkom beweging. Slachtoffer zelf een gebroken arm laten ondersteunen. Ondersteun een gebroken been over de hele lengte inclusief voet.
Lichaamsdeel doet pijn maar kan nog wel bewogen worden. (Kneuzing/verstuijing)	Koel 10 tot 15 minuten. Liefst met een zak met water en ijs, koud kraanwater, een nat washandje of een coldpack. Geef steun en leg het lichaamsdeel zo mogelijk hoog.
U hebt gebruik gemaakt van deze verbanddoos.	Vul de materialen snel aan. Ga naar uw leverancier.



Bewaar deze handleiding in de koffer

HET ORANJE KRUIS



FIRST AID MEASURES



Important rules for First Aid:

1. Beware of danger.
2. Assess the situation and then the casualty.
3. Reassure the casualty and provide protection.
4. Get professional help.
5. Help the casualty at the place where he lies or sits.

Calling 112

- When you call for help, mention:
- Which service you require
 - What has happened
 - Where it happened
 - Whether there are several casualties
 - What is wrong with the casualties

With injuries to arms or legs, remove any jewellery as quickly as possible to prevent constriction in case of swelling.

Vomiting when unconscious.	Turn an unconscious casualty who is lying on his back onto his side.
Someone is choking.	Give 5 slaps between the shoulder blades. Slap with a flat hand. Support the chest with your other hand.
A wound bleeds a lot.	Stop the bleeding. Apply pressure to the wound. If possible, put sterile dressing or a clean towel on the wound first.
For burns.	Cool the burns. Cool for at least 10 minutes. Let lukewarm tap water to flow gently over the burnt area.
For an abrasion (gaze).	Rinse the wound with clean water. Only cover the wound if necessary, e.g. because of friction from clothing. Use an adhesive bandage or a sterile compress, preferably non-stick.
A body part hurts and cannot be used. (dislocation/ bone fracture)	Prevent movement. Let the casualty support his own arm. Support a leg along its entire length, including the foot.
A body part hurts but can be moved. (bruise/sprain)	Cool for 10 to 15 minutes. Preferably with a bag of water and ice, cold running tap water, a wet towel or a coldpack. Give support and elevate the injured body part, if possible.
You have used this first aid kit.	Replace materials quickly Contact your supplier.



Keep this manual inside the first aid box

HET ORANJE KRUIS



BHV koffer HACCP

De verbandset HACCP is gericht op gebruik in de horeca en voedselindustrie. Deze set bevat detecteerbare pleisters die voldoen aan de HACCP standaard.

De verbandset HACCP is een uitstekende vulling met alle benodigdheden voor één werkunit.

De verbandset sluit aan bij de vaardigheden van een bedrijfshulpverlener, maar ook zonder specifieke EHBO-kennis is de verbandset te gebruiken voor het verzorgen van kleine verwondingen.

Artikelnr.: 600.VK0042H



Inhoud HACCP verbandkoffer

Module 1		
2x	Snelverband #3 EU 12 x 10 cm	600.VM.S012010
2x	Snelverband #1 EU 6 x 8 cm	600.VM.S008006
4x	Hydrofiel gaas 5 x 9 cm (1/16)	600.GZ.H009005
4x	Hydrofiel gaas 10 x 10 cm	600.GZ.H010010
5x	Wondkompres 10 x 10 cm	600.GZ.K010010
1x	Steriele doek 50 x 50 cm	600.MX.5050
1x	Set hechtstrips 76 mm	600.TX.012076
Module 2		
1x	Reddingsdeken (goud/zilver)	600.MX.5100
1x	Rol kleefpleister 25 mm	600.TX.K5M025
1x	Wondpleister assortiment	600.TX.990020 1
1x	Eerstehulpschaar 19 cm	600.ST.1020
1x	Beademingsmasker	600.MX.8100
2x	Nitril handschoenen	600.MX.8400
5x	Vingerverband (vingerbob)	600.4075B.05
1x	Puntig pincet	600.ST.0013
Module 3		
2x	Ideaal windsel 8 cm	600.WN.I008005
2x	Ideaal windsel 6 cm	600.WN.I006005
2x	Elastisch fixatiewindsel 6 cm	600.WN.F006004
2x	Zelfklevend fixatiewindsel 8 cm	600.WN.Z008004
Module 4		
1x	Brandwondenkompres 5 x 15 cm	600.BC0515
1x	Brandwondengel flacon 118 ml	600.BCB120
1x	Wondpleister assortiment detectie	600.PE.990020
1x	Wondpleister strips detectie	600.PE.100060
1x	Rol kleefpleister 25 mm detectie	600.PE.K5M025
1x	Flesje desinfectielotion 30 ml	600.MX.9300
1x	stroomdiagram en inhoudsopgave	